

FICHE PRODUIT

Tabouret en acier inox avec dossier et repose pieds

Référence : SOC-27530

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- La hauteur est réglable au moyen d'une pompe à gaz; Hauteur min/max: 530/660 mm
- Le dossier pivote à 180 ° et sa profondeur est réglable.
- L'assise est de densité équilibrée, matelassée et striée de bandes de Peltex.
- Il est Fabriqué en Italie
- Couleur sur demande

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/tabouret/11988-tabouret-en-acier-inox-avec-dossier-et-repose-pieds.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com