

FICHE PRODUIT



Tabouret à hauteur réglable avec dossier

Référence : SOC-45240

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Tabouret de hauteur réglable avec dossier:

- Assise en similicuir rembourré Ø 33 cm avec dossier
- Hauteur réglable 53-68 cm
- Couleur disponible: noir, bleu, blanc, beige, vert, à spécifier à la commande

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/tabouret/11989-tabouret-a-hauteur-regable-avec-dossier.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com