

FICHE PRODUIT

Tabouret à hauteur réglable avec dossier et repose pieds

Référence : SOC-45220

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Tabouret à hauteur réglable avec dossier et repose pieds

- Assise et dossier en similicuir rembourré ignifuge.
- Hauteur réglable 60-86 cm.
- Base en plastique à 5 roulettes et anneau chromé.
- Couleur disponible: Noir, blanc, rouge

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/tabouret/11990-tabouret-a-hauteur-regable-avec-dossier-et-repose-pieds.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Documents associés

- Fiche technique

Documents téléchargeables sur la page produit.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com