

FICHE PRODUIT



Microtome rotatif manuel KD 2268

Référence : SOC-KD2268

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Microtome rotatif manuel KD 2268

Avantages du microtome

- Le microtome utilise des rails de guidage de précision à rouleaux croisés importés et un mécanisme de déplacement de la vis précis permettant une meilleure performance de coupe.
- Le système d'alimentation avancé par micro-entraînement de haute précision permet une coupe uniforme et de haute précision
- La manivelle est tournée suivant un mécanisme d'équilibrage mécanique et peut être verrouillée dans n'importe quelle position, offrant ainsi un niveau maximal de sécurité et de commodité.
- Le porte-cassette peut être verrouillé dans n'importe quelle position le long de chacun des trois axes, ce qui permet de régler facilement l'angle de coupe de l'échantillon.
- La petite manivelle à avance grossière est proche de l'opérateur, grâce à son design ergonomique
- Le système de positionnement précis est non seulement facile à utiliser, mais permet également un réglage précis des axes X et Y.
- Commutation facile et rapide entre différentes pinces d'échantillon (deux options: pince bloc de paraffine et pince cassette);

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- La barre rouge sur le support de lame couvre toute la longueur de la lame pour protéger l'utilisateur et la barre "push" permet de changer facilement la lame.
- On peut déplacer latéralement le support de lame et l'ajuster sans le toucher (avec les mains). Ce qui permet une utilisation de la lame sur toute sa longueur (coupe à trois différents segments)
- La balance de la manivelle est correctement ajustée et peut être bloquée à n'importe quelle position pour assurer la sécurité et le confort lors du découpage.
- Un bac bien élaboré est placé au-dessus du boîtier pour un usage approprié
- Le bac de déchets magnétique est facile à fixer et désinstaller

Caractéristiques techniques

- Réglage de l'épaisseur de la section: 0-60µm
- Options de réglage de l'épaisseur de la section:
0-20µm increment 1µm
20-60µm increment 5µm
- Réglage du rognage: 0 - 60µm
- Réglage minimum de la section de rognage: 1µm
- Taille maximale de l'échantillon: 70×70mm
- Epaisseur de rognage: 15µm et 35µm
- Retrait de l'échantillon: 90µm (optionnel) • Course horizontale de l'échantillon: 28mm;
- Course verticale de l'échantillon: 70mm • Amplitude de mouvement de la base du support de lame: 0-60mm (front to back)
- Amplitude de mouvement de la lame : 0-23mm
- Rotation du support de l'échantillon: at any angle within 360 degrees
- Orientation de l'échantillon: XY - 8° • Marge d'erreur: ±1°
- Dimensions: 590×500×330mm (L×P×H) • Poids Net: 37kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/appareils-d-histo-cyto-pathologie/11996-microtome-rotatif-manuel-kd-2268.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com