

FICHE PRODUIT



Microscope biologique binoculaire électrique, modèle EUM-LX21

Référence : SOC-EUM-LX21

Points forts

- délais : 48 heures
- Type de Microscope : Electrique
- Tête d'observation : Binoculaire
- Type d'Eclairage : Lampe halogène 6V/20W
- Type d'objectifs : Achromatique, embout quadruple (4x, 10x, 40x, 100x)

Description du produit

Microscope biologique binoculaire électrique, modèle EUM-LX21

Spécifications techniques :

- * Tête binoculaire Seidentopf, plage de réglage de distance interpupillaire 48 ~ 75mm;
- * Oculaire: WF10X;
- * Objectif achromatique: 4X, 10X, 40X, 100X (s, huileux);
- * Plateforme: Plateforme mécanique double couche, 132x132mm / 70x30mm;
- * Condenseur: Abbe NA = 1.25 avec diaphragme et filtre Iris;
- * Eclairage intégré: Ampoule halogène 6V / 20W, luminosité réglable;
- * Mise au point: réglage grossier et fin coaxial;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- * Tension: Tension universelle 85V-265V;
- * Type de cordon d'alimentation : BE 220V ou 110V.

Accessoire standard:

- * Ampoule halogène de rechange 6V / 20W;
- * Filtres (bleu) : 1 pièce;
- * Huile à immersion : 1 bouteille;
- * Housse de protection : 1pièce;
- * Manuel d'instructions en anglais : 1pièce.

Informations d'emballage:

- * Conditionnement par carton : 1 pièce;
- * Dimensions d'emballage: 38X27X49CM;
- * Poids net/brute : 9.0kg / 10.0kg.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/microscopes-biologique/11997-microscope-biologique-binoculaire-electrique-modele-eum-lx21.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Type de Microscope	Electrique
Tête d'observation	Binoculaire
Type d'Eclairage	Lampe halogène 6V/20W
Type d'objectifs	Achromatique, embout quadruple (4x, 10x, 40x, 100x)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com