


FICHE PRODUIT

Verre à pied gradué - 125 ml

Référence : SOC-FAR00001

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Verre à pied gradué - 125 ml

Un verre à pied gradué en verre épais, de forme conique, avec bec verseur et d'une capacité de 125 ml. L'accessoire classique pour le recueil de différents liquides.

Verre vendu à l'unité.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/11998-verre-a-pied-gradue-125-ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com