

FICHE PRODUIT

Armoire de rangement, Modèle YC843A

Référence : SOC-TIA-YC843A

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

L'**Armoire de rangement, Modèle YC843A** est dotée d'une porte à claire-voie flexible en rideau et équipé d'une étagère amovible et coulissante grâce à un coulisseau télescopique. Il est approprié aux grands appareils médicaux.

Dimensions totales : 650 mm x 470 mm x 890 mm.

Dimensions à l'expédition : 750 mm x 570 mm x 1 040 mm.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/armoires-de-rangement/12-armoire-de-rangement-modele-yc843a.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com