

FICHE PRODUIT

Unité de lavage- drainage 2 bacs décalés, Modèle Unit002

Référence : SOC-UNIT002

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

L'**unité de lavage-drainage 2 bacs décalés** est entièrement en inox 304L pour répondre aux normes de qualité fixées par la réglementation.

Il suffit de placer le chariot incliné ou le chariot inclinable équipé de la civière bonde au-dessus du bac le plus bas pour réaliser les soins des défunts. Ce bac est équipé d'une douchette avec flexible inox de 3 mètres.

L'autre bac de lavage est un évier réservé au lavage des mains des soigneurs. Il est équipé d'un mitigeur eau chaude / eau froide avec commande au coude.

Dimensions : L 1200 x P 600 x H 850.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/unites-de-lavage/120-unite-de-lavage-drainage-2-bacs-decales-modele-unit002.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com