

**FICHE PRODUIT**



## Réactif Anti AB

Référence : SOC-01.005-10

**Points forts**

- délais : 48 heures

### Description du produit

#### Spécification techniques du réactif Anti AB

**Méthode:** Lame, tube / agglutination

**Conditionnement:** 10 x 10 ml

**Température:** 2 - 8 °C

**Échantillons:** Sang complet, Globules rouges

### Conformité et garantie



Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/12001-anti-ab.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com