

FICHE PRODUIT

Soulève malade Modèle Lifty 4

Référence : SOC-LIFTY4

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques techniques du soulève personne Lifty 4

- Motorisation Linak
- Longueur du pied du soulève personne : 136 cm
- Hauteur entre tête et pied - appareil replié : 66 cm
- Hauteur extérieure : 201 cm en position haute
- Longueur de l'appareil replié : 134 x 65 x 40 cm
- Hauteur du châssis roulant: 9 cm
- Poids : 44 kg
- Hauteur intérieure : 171 cm
- Distance entre les 2 pieds du soulève personne : intérieur 52 à 90 cm et extérieur 65 à 104 cm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Câble d'alimentation de 3m de longueur avec enrouleur
- Livré avec une sangle confort
- Roues arrières à freins, roues double galets à l'avant
- Hauteur de passage sous le lit : 9 cm

Fabriqué en France

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/brancard-amovible/12003-souleve-malade-modele-lifty-4.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com