

FICHE PRODUIT



Réatif HBsAg - Antigène de surface de l'hépatite B

Référence : SOC-HEI03

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Spécification techniques du réatif HBsAg

- Antigène de surface de l'hépatite B
- Conditionnement : 2 x 25t
- Température: 2 - 8 °C
- Échantillons: Sérum, Plasma
- Mesures: Plaques de microtitrage

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/12004-specification-techniques-du-reatif-hbsag-antigene-de-surface-de-l-hepatite-b.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com