

FICHE PRODUIT

Couverture chauffante 1 place bleu 150 x 80 cm

Référence : SOC-FAR00003

Points forts

- délais : 48 heures
- Taille du tablier radioprotection : Extra-large (44 - 48)

Description du produit

Couverture chauffante 1 place

Glissez-vous y à l'intérieur et profitez de sa température réglable

Caractéristiques:

Dimensions: 150x80cm

Sécurité: antisurchauffe + arrêt automatique après 3h

Réglage: 4 choix de température

Puissance: 80W

Entretien: lavable en machine à 40°C

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/protection/12006-couverture-chauffante-1-place-bleu.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Taille du tablier radioprotection	Extra-large (44 - 48)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com