

FICHE PRODUIT



Densitomètre / Turbidimètre McFarland DEN-1B

Référence : SOC-FAR00005

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Densitomètre McFarland DEN-1B

Le **Densitomètre McFarland DEN-1B** mesure de la **turbidité** de **suspension cellulaire**. La façon dont fonctionne le **Densitomètre McFarland DEN-1B** est basée sur la mesure de la **densité optique**. Nous vous faisons remarquer que l'extraordinaire **Densitomètre McFarland DEN-1B** que **SOCIMED** vous propose est d'une précision exceptionnelle dans ses mesures. Soyez rassuré de l'exactitude de ses résultats !

Principe du Densitomètre McFarland DEN-1B:

- 1- Mesure de la **concentration de cellules** (cellules bactériennes et de levures) au cours de processus de **fermentation**, la **détermination de la sensibilité de micro-organismes aux antibiotiques**, l'**identification de micro-organismes** à l'aide de divers systèmes d'essai, la mesure de l'absorption à une longueur d'onde déterminée et l'estimation quantitative de concentration d'une solution de couleur avec absorption de la lumière verte
- 2- Résultats présentés en unités McFarland

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers-automates-de-laboratoire/12014-densitometre-mcfarland-den-1b.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com