

FICHE PRODUIT

Fil de suture résorbable incolore Optime R

Référence : SOC-FAR00007

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le fil de suture résorbable Optime R de Peters Surgical est une tresse d'acide polyglycolique (PGA) traitée pour une résorption rapide. Elle présente un temps de résistance entre 10 et 14 jours (élimination spontanée de la suture ou à l'aide d'une compresse) et un temps de résorption totale de 42 jours. Ce fil chirurgical offre une très bonne tenue aux nœuds, une grande souplesse et maniabilité, et possède des qualités de biocompatibilité exemplaire. Il ne nécessite pas d'ablation pour un plus grand confort du patient. En outre, ses résultats cicatriciels sont excellents.

La pointe triangulaire du fil de suture Optime R est soumise à un siliconage de haute qualité et est adaptée à tout type de tissus. Elle présente une grande résistance à la flexion et une bonne ductilité grâce à sa composition en acier inoxydable haute qualité (aiguille issue de la chirurgie cardiovasculaire). Ce fil chirurgical résorbable est indiqué pour :

- Chirurgie obstétrique : réparation d'épisiotomie
- Chirurgie urologique : circoncision, phimosis
- Chirurgie pédiatrique
- Urgences : plaies cutanées, sutures sous plâtre
- Chirurgie dentaire et stomatologie : sutures des muqueuses

Produit classe III. Conditionné dans un sachet aluminium déchirable. Vendu à l'unité, conditionnement conseillé par 36.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/consommables-pour-bloc-operatoire/12016-fil-de-suture-resorbable-incolore-optime-r.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com