

FICHE PRODUIT



Balance de précision 0.01 g - 1200 g

Référence : SOC-M60020BP

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Balance de précision 0.01 g - 1200 g

- Précision: 0,01 g
- Portée: 1200g
- Réproductibilité: 1 g
- Linéarités ($\pm$): 2 g
- Charge minimum: 0,5 g
- Diamètre du plateau : 120 mm

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/12020-balance-de-precision-0-01-g-1200-g.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com