


FICHE PRODUIT

Sonde vésicale de type Nélaton sans ballonnet béquillée modèle femme CH 16

Référence : SOC-00021306

Points forts

- délais : 48 heures
- Diamètre ext. (charrière) : CH 06
- Type de sonde : Plastique (PVC)

Description du produit

Sonde vésicale sans ballonnet :

Sonde vésicale de type Nélaton modèle femme béquillée

En PVC Transparente avec ligne O.R.X.

Modèle disponible

Charrières (CH) : 10, 12, 16 de longueur 18 cm.

Vendu par lot de 10

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/sondes-urinaires-a-usage-unique/12021-sonde-vesicale-sans-ballonnet.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Diamètre ext. (charrière)	CH 06
Type de sonde	Plastique (PVC)

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com