

FICHE PRODUIT



Papier ECG ET Medical devices 120mm x 100

Référence : SOC-ET120100

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Papier ECG adapté aux imprimantes Cardiette et AR1200ADV

Dimensions: 120mm x 100 x 300ff

Référence originale: 66010039

Unité par boîte: 5

Unité par Carton: 50 cartons

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-de-diagnostic-divers/12023-papier-ecg-et-medical-devices.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com