

FICHE PRODUIT



Papier thermique ECG SCHILLER AT2 / CS 200

Référence : SOC-SCH-AT2

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques du papier thermique ECG SCHILLER AT2:

* Pliage pour SCHILLER AT2/ CS-2000

* **Dimensions:** 210mmx280mmx215ff

Unité par boîte: 1

Unité par carton: 10

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/papiers-thermiques-schiller/12026-papier-thermique-ecg-schiller-at2-cs-200.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com