

FICHE PRODUIT



Papier thermique pour ECG EDAN SE-601 de 110 mm x 140 mm x 142ff

Référence : SOC-CER601

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Papier thermique EDAN SE-601

Dimensions: 110mm x 140mm x 142 Plis

Unité par boîte: 5

Unité par Carton: 100

Conditionnement minimum de vente: Boîte de 05

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/papiers-thermiques-edan/12027-papier-thermique-pour-ecg-edan-se-601-rouleau-de-110-mm-x-140-mm-x-142ff.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com