

FICHE PRODUIT

Congélateur ultra basse température (-10°C à -40°C) Modèle DW-FL439

Référence : SOC-DF0043901

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Congélateur ultra basse température (-10°C à -40°C) Modèle DW-FL439

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/refrigerateur/12029-congelateur-ultra-basse-teperature-10-c-a-40-c-modele-dw-fl439.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com