

FICHE PRODUIT



Réfrigérateur de laboratoire (2 °C à 8 °C) Modèle YC-315

Référence : SOC-YC003150R

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Réfrigérateur de laboratoire (2 °C à 8 °C) Modèle YC-315

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/refrigerateur/12030-refrigerateur-de-laboratoire-2-c-a-8-c-modele-yc-315.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com