

FICHE PRODUIT



Papier ECG EDAN SE-12/ SE-12 Express 210mm x 295mm x 100ff

Référence : SOC-ED210295P

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Dimensions du **papier d'enregistrement EDAN pour ECG** : 210mm x 295mm x 100ff

Référence originale : /

Unité par boîte: 01

Unité par carton: 10

Conditionnement minimum de vente : Boîte de 1

Papier d'enregistrement ordinaire - Classe 1

Papier d'enregistrement quadrillé - Classe 1 avec fonction de mesure.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/papiers-thermiques-edan/12035-papier-ecg-edan-se-12-se-12-express-210mm-x-295mm-x-100ff.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com