

FICHE PRODUIT



Chambre noire manuelle pour radiographie dentaire

Référence : SOC-00021312

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Chambre noire manuelle pour radiographie dentaire

Caractéristiques techniques :

- Couvercle filtrant à haute visibilité;
- Ergonomique, stable et facile à utiliser;
- Dimensions : 350 x 230 x 200 cm;
- Poids 1,5 kg;
- Livrée avec : 3 gobelets pour révélateur, fixateur et rinçage.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/radiographie-dentaire/12039-chambre-noire-manuelle-pour-radiographie-dentaire.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com