

FICHE PRODUIT



Alèse imperméable Molletonnée 160 x 70 cm pour lit,

Référence : SOC-00021313

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Alèse imperméable Molletonnée 160 x 70 cm pour lit,

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/draps-d-examen-et-aleses/12040-alese-impermeable-molletonnee-160-x-70-cm-pour-lit.html>




SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com