

FICHE PRODUIT

Poubelle à ouverture automatique 42 L

Référence : SOC-31R142

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques de la Poubelle à ouverture automatique 42 L

- Boîtier en acier inoxydable
- Couvercle amovible en plastique.
- Couleur: argent - noir
- Dimensions: 32 x 60 cm (Diamètre x Hauteur)
- Capacité: 42 L

Chaque poubelle automatique nécessite 4 piles AA de 1,5

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/poubelles/12041-poubelle-a-ouverture-automatique-42-l.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com