

FICHE PRODUIT

Fauteuil lit de repos bleu

Référence : SOC-360DPP201

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques structurales

Ce fauteuil de repos couleur bleue a une structure en acier à haute résistance. Il est tapissé en similicuir à nettoyage facile.

C'est un fauteuil facile à plier et déplier et équipé de six roues qui favorisent sa maniabilité.

Données techniques:

- Mesures du lit déployé (longueur x largeur): 188 x 52 cm
- Largeur totale, y compris les accoudoirs: 66 cm
- Distance du siège au sol: 39 cm
- Hauteur totale en position chaise: 95 cm
- Longueur du dossier en position chaise: 57 cm
- Profondeur du siège en position chaise: 55 cm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/fauteuils-de-prelevements/12042-fauteuil-lit-de-repos-bleu.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com