

FICHE PRODUIT

Peson/Balance électronique à crochet , portée 40 kg

Référence : SOC-31BE40

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques du Peson / Balance électronique à crochet , portée 40 kg

- **Portée de mesure** : min 10g; max 40 kg
- **Dimensions** : 11cm x 7cm x 2.3cm
- **Poids**: 118g
- **Alimentation** : Alimenté par 2 piles AAA (piles non incluses à la livraison)

Conditionnement de vente : Peson Electronique + Manuel d'instruction (en anglais)

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/12043-peson-balance-electronique-a-crochet-portee-40-kg.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com