


FICHE PRODUIT



Tubes à essais en verre Pyrex® 16 x 160 mm (lot de 10)

Référence : SOC-00021314

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Tubes à essais en verre Pyrex® 16 x 160 mm (lot de 10)

- Résistants aux chocs thermiques et mécaniques;
- Excellente résistance chimique;
- Bouchon adaptable N° 1;
- Capacité : 18 ml;
- Diamètre ext. x longueur: 16 x 160 mm;
- Conditionnement minimum : Lot de 10

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/12044-tubes-a-essais-en-verre-pyrex-16-x-160-mm-lot-de-10.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com