

FICHE PRODUIT



Stéthoscope Littmann Dual Cardiologie III

Référence : SOC-00021315

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Stéthoscope Littmann Dual Cardiologie III

Description :

Le **stéthoscope Littmann Dual Cardiologie III**, distribué par socimed bénéficiez de la perfection acoustique pour le coeur des petits et des grands patients. Chacun des pavillons est muni d'une membrane double fréquences qui permet l'écoute des sons de basses et hautes fréquences sans avoir à quitter le site d'auscultation.

Le grand pavillon (diamètre 47 mm) permet l'auscultation des adultes et le petit pavillon (diamètre 34 mm), celle des enfants ou des patients chétifs.

Le **stéthoscope Littman Dual Cardiologie III** dispose d'une tubulure à double conduits internes intégrés, d'une lyre orientée ainsi que d'embouts auriculaires étanches et très confortables.

Spécifications techniques :

- Longueur: 69 cm;
- Tête Ø: 43/33 mm;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Couleur: noir;
- Pavillon double;
- Lyre orientée;
- Embouts auriculaires étanches et très confortables.

Conditionnement minimum de vente: 1.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/stethoscopes-medicaux/12056-stethoscope-littmann-dual-cardiologie-iii.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com