

FICHE PRODUIT



Moniteur multiparamétrique tactile de transport EDAN IM50 + Imprimante

Référence : SOC-EDA077

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques :

Ecran 8.4 pouces couleur TFT affiche avec un maximum de 11 courbes

Détection de pacemaker, preuve d'interférence électro chirurgicale "

Protection contre la défibrillation et synchronisation de la défibrillation

Ecran tactile (en option) permet un fonctionnement intuitif en cliquant sur les paramètres spécifiques ou configuration standard par molette de navigation

OxyCRG disponible pour juger de la fonction de la respiration et la circulation des nouveau-nés

Affichage de grandes polices

Analyse de segment arythmie et S.-T.

Batterie de Li-ion rechargeable intégrée haute capacité (autonomie 6h00)

Fonction d'appel infirmière et de la communication bidirectionnelle avec la gare centrale de MFM-CMS

Connecteur de carte SD permet d'extension de la mémoire pour le stockage de données volumineux

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Ports série et USB permet aux mises à niveau ultérieures abondantes

Sortie VGA et sorties analogiques

Solution de montage complet et souple pour différents scénarios

Fonctionnalité réseau filaire ou WIFI en option (pour central hospitalier uniquement)

Paramètres standard: ECG 5 dérivations, SPO2, PNI, 2 x TEMP, RESPI, Pouls, module CO2

Livré de série avec: 1 brassard adulte, 1 brassard adulte large, 1 brassard enfant, 1 brassard nouveau-né, 1 capteur SPO2 adulte, 1 capteur SPO2 enfant, 1 embase SPO2, 1 câble ECG 5 brins, 1 sonde de température, 1 sacoche de transport, 1 chargeur secteur, 1 batterie, 1 manuel d'utilisation en français.

Autres options disponibles :

Support mural

Ecran tactile

imprimante thermique

Module SPO2 Nellcor

pression invasive

CO² Respiration

accessoires WIFI / réseau (pour installation centralisée)

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/moniteur-5-parametres/12057-moniteur-multiparametrique-tactile-de-transport-edan-im50-imprimante.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com