

FICHE PRODUIT



Plaque de coloration à 3 puits en polyéthylène PE-LD (27 x 85 mm)

Référence : SOC-0012372785

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Plaque de coloration à 3 puits en polyéthylène PE-LD 27x85 mm

Coloris naturel. Contient 3 cavités semi-sphériques de Ø 20 mm et d'une profondeur de 7 mm.

Conçue pour différentes sortes d'échantillons, par exemple pour la colorimétrie.

Convient également pour le mélange de peintures, pâtes, matériaux dentaires, etc

- Conditionnement minimum de vente: Boite de 10 pièces

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/flacons-pe-ld/12068-plaque-a-melanger-en-polyethylene-mou-pe-ld-27-x-85-mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com