


FICHE PRODUIT



Eprouvette en polypropylène avec bec verseur, classe B, graduations moulées

Référence : SOC-EPP0711

Description du produit

Caractéristiques techniques de l'Eprouvette en polypropylène avec Bec verseur:

Capacités (ml): 10 à 2000

Subdivisions (mL): 0 à 20

Diamètre (mm):

10 mL: 14

25 mL: 18

50 mL: 18

100 mL: 31

250 mL: 42

500 mL: 55

1000 mL: 66

2000 mL: 84

Plage de mesure (mL):

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

10 mL: 0

25 mL: 1

50 mL: 1

100 mL: 1

250 mL: 2

500 mL: 5

1000 mL: 10

2000 mL: 20

Conditionnement minimum de vente: 01

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/12069-eprouvette-en-polypropylene-avec-bec-classe-b-graduations-moulees.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
eprouvette_capacite - 10 ml	SOC-EPP10	
eprouvette_capacite - 50 ml	SOC-EPP50	
eprouvette_capacite - 25 ml	SOC-EPP25	
eprouvette_capacite - 100 ml	SOC-EPP100	
eprouvette_capacite - 250 ml	SOC-EPP250	
eprouvette_capacite - 500 ml	SOC-EPP500	
eprouvette_capacite - 1000 ml	SOC-EPP1000	
eprouvette_capacite - 2000 ml	SOC-EPP2000	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com