

FICHE PRODUIT**BALLONS FOND
PLAT, COL ETROIT
PYREX**

Référence : SOC-FAR00013

Description du produit

Conditionnement	À l'unité
Qualité du matériau	Verre Pyrex®
Rodage	aucun
Type d'ouverture	Col étroit
Type de fond	Plat
Type de montage	Non rodé

Conformité et garantie

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/12079-ballons-fond-plat-col-etroit-pyrex.html>



Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
flacons_capacite - 100 ml	SOC-FAR00014	
flacons_capacite - 250 ml	SOC-FAR00015	
flacons_capacite - 500 ml	SOC-FAR00016	
flacons_capacite - 1000 ml	SOC-FAR00017	
flacons_capacite - 4 L	SOC-FAR00018	
flacons_capacite - 6 L	SOC-FAR00019	
flacons_capacite - 10 L	SOC-FAR00020	
flacons_capacite - 12 L	SOC-FAR00021	
flacons_capacite - 20 L	SOC-FAR00022	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com