


FICHE PRODUIT



Fioles jaugées classe A - PYREX

Référence : SOC-SW7450

Description du produit

- en verre borosilicaté 3.3
- conformes aux normes ISO 1042 et DIN 12664
- calibrées finement selon les tolérances de la classe A
- bouchon en polyéthylène
- graduations émaillées blanches

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/12090-fioles-jaugees-classe-a-pyrexr.html>



Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
flacons_capacite - 5 ml	SOC-SW7453	
flacons_capacite - 10 ml	SOC-SW7454	
flacons_capacite - 20 ml	SOC-SW7455	
flacons_capacite - 25 ml	SOC-SW7456	
flacons_capacite - 50 ml	SOC-SW7457	
flacons_capacite - 100 ml	SOC-SW7458	
flacons_capacite - 200 ml	SOC-SW7459	
flacons_capacite - 250 ml	SOC-SW7460	
flacons_capacite - 500 ml	SOC-SW7461	
flacons_capacite - 1000 ml	SOC-SW7462	
flacons_capacite - 2000 ml	SOC-SW7463	
flacons_capacite - 5000 ml	SOC-SW7464	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com