

FICHE PRODUIT



Chariot électrique de dissimulation

Référence : SOC-CHAR200

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

- Le Chariot électrique de dissimulation avec bâche plastique permet le transfert des défunts à l'abri des regards.
- Il est équipé d'un vérin permettant de varier la hauteur de 550 à 900mm.
- Son empattement court lui confère une grande maniabilité.
- La structure du chariot est en inox 304L assurant une grande longévité du matériel.
- La bâche grise très résistante et lavable à grande eau dissimule parfaitement le corps.
- Elle est entièrement retirable.
- Très maniable grâce à ces grandes roues de 200mm de diamètre et son empattement court.
- Il peut facilement être utilisé dans les chambres, couloirs et ascenseurs des établissements hospitaliers.

Dimensions: L 2100 x P 600 x H 550(900).

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/chariots/121-chariot-de-dissimulation-ba-che-plastique-modele-char200.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com