

FICHE PRODUIT



Sérum Anti D

Référence : SOC-00021316

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Sérum Anti D

Pour le groupage sanguin.

Caractéristiques principales:

- Méthode: Lame, tube / agglutination ;
- Température: 2 - 8 °C ;
- Échantillons: Sang complet, Globules rouges ;
- Conditionnement minimum de vente: 10 x 10 ml.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/reactifs/12104-serum-anti-d.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com