

FICHE PRODUIT



Laser photocoagulateur jaune 577nm modèle YLC-500 VIXI

Référence : SOC-00021317

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Laser photocoagulateur jaune 577nm modèle YLC-500 VIXI

Laser pour la photocoagulation rétinienne et maculaire, en mode multispot (VIXI)

Laser photocoagulateur jaune, 577nm, pour la photocoagulation rétinienne ou maculaire en mode Multispot (YLC-500 VIXI).

Systèmes de délivrance du faisceau pour adaptation LAF NIDEK, LAF Haag-Streit 900BQ (Multispot uniquement), LAF ZEISS et Ophtalmoscope binoculaire.

Caractéristiques techniques :

- Unité laser avec système de délivrance standard ou Multispot (VIXI)
- Avec ou sans LAF et table
- 22 grilles de points disponibles : jusqu'à 25 points, de formes, de tailles et d'espacement variables
- Puissance : de 50 à 1700 mW (Monospot)
- Pédale de tir et Télécommande 3D programmables

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Mémorisation des paramètres de traitement (jusqu'à 10 combinaisons pré-programmées)
- Mode d'Avancement Rapide (AutoForward) pour un positionnement automatique de la grille.
- Léger : 7,15kg (Multisot)

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers-materiel-d-ophtalmologie/12106-laser-photocoagulateur-jaune-577nm-ylc-500-ylc-500-vixi.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com