

FICHE PRODUIT

Réactif LDH(20 X 3 ML)

Référence : SOC-92011

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Réactif LDH (20 x 3ml)

- Méthode SFBC modifiée (Henry et al).
- Réactif pour le dosage quantitatif de l'activité Lactate Déshydrogénase dans le sérum ou le plasma humain.
- Lecture cinétique à 340 nm.
- Poudre lyophilisée.
- Tampon de dilution inclus.
- Reconstitution rapide et facile (2 minutes).
- Linéarité jusqu'à 1500 UI/L (25,5 µKat/L).
- **Stabilité et conservation à 2-8°C :**
Avant ouverture : 2 ans.
Réactif de travail : 30 jours.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/reactifs/12109-reactif-ldh-20-x-3-ml.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com