

FICHE PRODUIT



ANTIGENES FEBRILES (6 X 5 ML)

Référence : SOC-99056

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

ANTIGENES FEBRILES pour Tests de Widal Félix SUR LAME (6 X 5 ML)

Méthode d'agglutination sur lame ou en tube.

Réaction d'agglutination entre les anticorps (agglutinines) du sérum humain et leurs antigènes homologues.

Suspensions d'antigènes prêts à l'emploi (Brucella, Salmonella, Proteus).

Stabilité et conservation: 2,5 ans à 2 8°C.

1 flacon de contrôle négatif et 1 flacon de contrôle positif inclus dans chaque coffret.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/reactifs/12110-antigenes-febriles-6-x-5-ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com