

FICHE PRODUIT



HCG LATEX 100 tests

Référence : SOC-85100

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

HCG LATEX

Détermination de la gonadotrophine chorionique humaine
TEST DE GLISSEMENT

PRINCIPE

Le test hCG-Latex est une procédure d'agglutination par glissement rapide, développée pour la détection directe de la gonadotrophine chorionique humaine (hCG) dans l'urine.

Le test est effectué en testant une suspension de particules de latex recouvertes d'anticorps monoclonaux anti-hCG contre des échantillons inconnus. La présence ou l'absence d'une agglutination visible indique la présence ou l'absence de hCG dans l'échantillon testé.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/reactifs/12112-hcg-latex.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com