

FICHE PRODUIT

BIO-CK TCA Kaolin 6 X 3 ML

Référence : SOC-13560

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

BIO-CK TCA Kaolin (6 X 3 ML)

Réactif pour la détermination du temps de thromboplastine partielle activée (temps de céphaline activée, ou TCA) sur plasmas humains.

Le réactif BIO-CK permet la recalcification du plasma en présence d'une quantité standardisée de céphaline et d'un activateur du facteur XII (Kaolin).

Temps d'incubation : 3 minutes à 37°C.

Céphaline-Kaolin (lyophilisat) origine de lapin.

Le Kaolin permet des temps de lecture plus courts et une meilleure détection optique.

Prêt à l'emploi.

Stabilité et conservation à 2-8°C :

Avant ouverture : 3 ans.

Après reconstitution : 21 jours.

CaCl₂ 0,025M à commander séparément

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/reactifs/12114-bio-ck-tca-kaolin-6-x-3-ml.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com