

FICHE PRODUIT



Auge chirurgicale MP'DUO Electronique

Référence : SOC-LAV1611

Points forts

- délais : 48 heures
- Type de commande : Electronique

Description du produit

Caractéristiques techniques de l'Auge chirurgicale MP DUO Electronique

• Dimensions:

- Longueur : 1500 mm
- Hauteur : 745 mm
- Profondeur : 570 mm
- Poids : 19 Kg

• Equipement de base

- 2 Cellules IR à déclenchement par détection de présence
 - + Alimentation au choix par piles ou secteur. Livré 2 en 1
 - + Système muni de purge automatique (6h/12h/Off)
 - + Réglage simplifié en façade via télécommande
 - + Boitier EV facile à déclipser pour maintenance
- 2 Cols de cygnes démontables en laiton chromé

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- 1 Bonde Ø40mm et siphon
- 1 Vanne de limitation de débit
- Flexibles de raccordement
- Kit de fixation murale en inox

• **Accessoires en option:**

- Mitigeur thermostatique + Sécurité anti-brûlure
- Kit de préfiltration mini avec cartouche 1 ou 5µ
- Kit ultraviolet 40W
- Siphon sec sans rétention d'eau
- Siphon hospitalier désinfectable
- Bec déclipable autoclavable
- Filtre terminal 0.2µ tous germes, 14 ou 31 jours
- Filtre terminal anti-légionelle 60 jours
- Filtre terminal 0.2µ tous germes 70 jours
- Rail aluminium support accessoires
- Distributeur de savon/SHA mécanique à coude
- Distributeur de savon/SHA électronique
- Distributeur de brosse à ongles chirurgicales
- Panier pour accessoires d'hygiène
- Distributeur de papier

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/lavabos-chirurgicaux/12115-auge-chirurgicale-mp-duor-electronique.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Type de commande	Electronique

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com