

FICHE PRODUIT



Auge chirurgicale MP'DUO Fémorale

Référence : SOC-LAV1618

Points forts

- délais : 48 heures
- Type de commande : Mécanique fémoral

Description du produit

Lavabo / Auge chirurgicale aseptique MP DUO

L'**auge chirurgicale aseptique MP DUO** commercialisé chez **SOCIMED** est moulée en un bloc sans aucun raccord ni de collage. Elle possède **deux postes de lavage** qui facilite le lavage jusqu'aux coudes grâce à sa cuve large et profonde.

Les formes enveloppantes offrent une protection anti-éclaboussure de l'environnement évitant la stagnation de l'eau et le risque de développement bactérien.

Sans trop plein, avec dossier de protection mural et formes arrondies en pente interne.

Châssis en acier inoxydable et flexibles d'alimentation en PEHD résistant à la chloration.

Matériau: Résine polyester armée, renforcée sur les zones de stress avec revêtement gelcoat blanc Iso NPG de grade sanitaire.

Services concernés: Bloc opératoire, réanimation, néphrologie, hémodialyse, box d'urgence, salle de préparation chirurgiens.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Type de commande disponible: Mécanique fémorale, Electronique infrarouge, Mécanique à coude.

Caractéristiques techniques de l'Auge chirurgicale MP DUO à Mécanique Fémorale

- **Dimensions:**

- Longueur : 1500 mm
- Hauteur : 745 mm
- Profondeur : 570 mm
- Poids : 19 Kg

- **Equipement de base**

- 2 Commandes fémorales (A genoux) temporisées
- 1 Bonde Ø40mm et siphon
- 1 Vanne de limitation de débit
- Flexibles de raccordement
- Kit de fixation murale en inox

- **Accessoires en option:**

- Mitigeur thermostatique + Sécurité anti-brûlure
- Kit de préfiltration mini avec cartouche 1 ou 5µ
- Kit ultraviolet 40W
- Siphon sec sans rétention d'eau
- Siphon hospitalier désinfectable
- Bec déclipable autoclavable
- Filtre terminal 0.2µ tous germes, 14 ou 31 jours
- Filtre terminal anti-légionelle 60 jours
- Filtre terminal 0.2µ tous germes 70 jours
- Rail aluminium support accessoires

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Distributeur de savon/SHA mécanique à coude
- Distributeur de savon/SHA électronique
- Distributeur de brosses à ongles chirurgicales
- Panier pour accessoires d'hygiène
- Distributeur de papier

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lavabos-chirurgicaux/12116-auge-chirurgicale-mp-duo-electronique.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Type de commande	Mécanique fémoral

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com