

FICHE PRODUIT



Distributeur Essuie-mains pliés

Référence : SOC-DELAV1611

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques techniques du Distributeur Essuie Mains

Matière: Plastique

Garantie: 2 ans

Dimensions: Largeur 332 mm; Profondeur 135 mm; Hauteur 291 mm

Caractéristiques

- Forme arrondie minimaliste et neutre facilitant le nettoyage
- Design harmonieux avec une partie opaque pour l'esthétisme
- Partie semi-transparente pour la visibilité du niveau de contenance
- Fermeture et ouverture avec clé ou en appuyant sur la serrure
- Distribution feuille à feuille pour une meilleure hygiène et une consommation contrôlée
- Ouverture latérale pour un rechargement facile
- Compartiment à carte de visite pour savoir qui contacter
- Système anti-compression

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/12121-distributeur-essuie-mains-plies.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com