

FICHE PRODUIT



OCT SPECTRAL + RNM (Rétinographe Non Mydriatique) modèle RS-330 RETINSCAN DUO

Référence : SOC-RS-330

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

OCT SPECTRAL + RNM (Rétinographe Non Mydriatique) modèle RS-330 RETINSCAN DUO

OCT Spectral pour l'analyse de la rétine en coupes HD et image couleur de la rétine.

OCT Spectral pour l'analyse de la rétine en coupes HD et image couleur de la rétine sans dilatation pupillaire.

Alignement, mise au point et déclenchement automatiques pour une prise de mesure rapide et sûre.

Analyses logicielles complètes pour le Glaucome et la Macula, avec comparaison des mesures avec une Base de Données Normative (GCC 9x9mm).

Les fonctions "OCT En Face" et photographie en Autofluorescence (FAF), fournies en équipement standard dans le logiciel NAVIS-EX, apportent des renseignements complémentaires pour l'analyse des pathologies de la macula.

Caractéristiques principales :

- Combiné OCT Spectral HD et Rétinographe Non Mydriatique
- Vitesse de balayage : 53000 scan-A/sec

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Résolution axiale de 4 µm
- Mapping 9x9 mm
- Compact
- Licences pour postes de relectures (x3)
- Module Segment antérieur en option
- Module segment antérieur
- Outils d'analyses Glaucome, RNFL, Macula, sur 9x9 mm
- Photographie couleur de la rétine par capteur intégré 12 Mpix
- Suivi d'examens, Analyse de progression
- Segmentation auto de 6 couches de la rétine + 1 manuelle
- Image de coupes en mode HD (moyenne HD jusqu'à 50 scans)
- Simple à utiliser : mise au point et positionnement du scan automatiques
- Image rétinienne "OCT Phase Fundus", 36°x30°

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers-materiel-d-ophtalmologie/12122-oct-spectral-rnm-retinographe-non-mydratique-modele-rs-330-retinscan-duo.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com