

FICHE PRODUIT



Panier pour rail aluminium

Référence : SOC-PLAV1611

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques techniques du Panier pour rail aluminium

Rail support disponible en longueur standard pour les auges Chirurgicales MP DUO ou sur mesure.

Conditionnement : Unitaire

Dimensions disponibles:

- 270 x 100 x 110 mm
- 295 x 170 x 120 mm
- 400 x 200 x 150 mm

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/12123-panier-pour-rail-aluminium.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com