

FICHE PRODUIT

Test Helix Isp 3,5 Min

Référence : SOC-BVF-INDHE1

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Dispositif de stérilisation Helix à placer à l'intérieur de l'autoclave vide et à soumettre à un cycle de 134°C/3,5 min. (autoclave vide)

- Compatible avec les autoclaves de classe B
- 3.5 min
- 1 dispositif + 100 ou 250 indicateurs

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/accessoires-pour-autoclave/12127-test-helix-isp-3-5-min.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com