

FICHE PRODUIT



Lunettes de protection chimie et laboratoire

Référence : SOC-BK110AF

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Protection oculaire complète en laboratoire et milieu médical Ces lunettes de protection sont spécialement conçues pour protéger les yeux contre tout risque de projection mécanique ou chimique en laboratoire, en cabinet médical ou dans tout environnement à risque. Leur conception monobloc enveloppante assure une protection frontale et latérale optimale, y compris au niveau des sourcils.

Verres polycarbonate anti-rayures — large champ de vision Les lentilles en polycarbonate incolore offrent un large champ de vision sans déformation optique. Le traitement anti-rayures garantit une durabilité prolongée même en usage intensif.

Ventilations latérales anti-buée Les orifices de ventilation latéraux assurent une circulation d'air permanente, prévenant efficacement la formation de buée lors d'un port prolongé.

Confort et compatibilité lunettes de vue Légères et ergonomiques, ces lunettes de sécurité peuvent être portées directement sur des lunettes de vue correctrices. Le pont nasal confortable permet un port prolongé sans gêne ni douleur.

Entretien Nettoyer à l'eau chaude et au savon, sécher avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de produits chimiques ou abrasifs. Conserver à l'abri de la lumière, des produits chimiques et des températures extrêmes.

Norme Conformes à la norme EN 166-1F — protection individuelle de l'œil contre les risques

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

mécaniques et les projections.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lunettes-masques-lg-20/12128-lunette-de-protection-bear-kat-a-monture-claire-lentille-claire.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com