

FICHE PRODUIT



Lampe à fente avec table motorisée, Modèle SLM-2

Référence : SOC-00021318

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Lampe à fente avec table motorisée, Modèle SLM-2

Lampe à fente **Biomicroscope SLM-2** avec table motorisée.

Spécifications techniques :

- Oculaire: 12.5X;
- Grossissement total: 6X, 10X, 16X, 25X, 40X;
- Diamètre du champ visuel: Φ 37, 23, 14, 8,7, 5,7 mm;
- Réglage dioptrique: + 5D - 5D;
- Largeur de la fente: 0mm-14mm réglable en continu;
- Hauteur de la fente réglable en continu: 1 à 14 mm ;
- Diamètre d'ouverture: Φ 14, Φ 10, 5, 3, 2, Φ 1, Φ 0.2mm;
- Angle de la fente: 0 ° -180 °;
- Lampe basculante: 0 °, 5 °, 10 °, 15 °, 20 °;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Absorption de filtre de chaleur, gris, sans rouge (vert), bleu de cobalt;
- Lampe: Lampe halogène en tungstène allemande OSRAM;
- Mouvement longitudinal: 90mm;
- Mouvement latéral: 100mm;
- Mouvement vertical: 30mm;
- Mouvement de base fin: 15mm;
- Tension d'entrée 110V / 220V 60 / 50Hz;
- Puissance d'entrée 60VA;
- Ampoule halogène 12V / 50W, lampe à led en option;
- Fixation LED rouge.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lampe-tonometres/12129-lampe-a-fente-avec-table-motorisee-modele-slm-2.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com