

FICHE PRODUIT



Microscope binoculaire LEICA DM 750

Référence : SOC-DM750

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Microscope binoculaire LEICA DM 750

- **MULTIPLES POSSIBILITÉS**

- › Condenseur standard pour des agrandissements 4× – 100×
- › Condenseur à tourelle de phase pour un fond clair et un contraste de phase
- › Condenseur à bascule pour faibles agrandissements
- › Le DM750 est disponible avec une tourelle à 4 ou 5 positions.

- **RÉSISTANCE À L'USURE**

- › La finition spéciale de la platine offre une protection supplémentaire contre les risques de friction.

- **ÉCONOMIES D'ÉNERGIE**

- › La fermeture temporisée permet de réaliser des économies d'énergie en coupant automatiquement l'éclairage après 2 heures d'inactivité.

- **MISE AU POINT, CONTRASTE ET ÉCLAIRAGE DE TOUTE PREMIÈRE QUALITÉ**

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

› Les boutons de mise au point pondérés assurent l'inertie nécessaire et une extrême précision de la mise au point.

› Le diaphragme de champ de Koehler est disponible en option pour des fonctions optimales de contraste et d'éclairage.

• DES OBSERVATIONS SIMULTANÉES EN TOUTE SIMPLICITÉ

› La gamme de tubes d'observation combine rotation libre et fixation sûre au statif.

› Les tubes d'observation standard sont équipés de vis de blocage de l'oculaire pour éviter que ces derniers ne soient perdus.

LIVRE AVEC :

-

Microscope, Leica®, N / A, DM750 colis 1, Binoculaire, Platine: 185 × 140 mm (mouvement: 26 × 76 mm),

Condenseur: Condenseur Abbe 0,9 sec / 1,25huile avec emplacement pour curseurs Phase et Darkfield, Fond clair, Oculaires: Grand champ 10 × / 20 mm, Tête: Inclinaison de 45 °, Objectifs: Hi Plan 4 ×, 10 ×, 40 ×, 100 × (i)

Accessoire pour microscopes, N / A, mise au point 10X / 20 oculaire pour microscope inversé DMI1 Objectif achromatique I Plan, 4X / 0,10 NA, WD 18 mm Objectif achromatique HI Plan, 10 X / 0,25 NA,

Microscopes à eau 12 mm D.E.pour DM 750 Objectif achromatique HI Plan, 40 X / 0,65 NA,
Microscopes à eau 0,36 mm de diamètre extérieur DM 750 Objectif achromatique HI Plan, 100 X / 1,25 NA, 0,10 mm WD,

huile pour microscopes DM 750 Accessoire pour microscopes, N / A, Pour: DM, Huile d'immersion, 7,4 ml

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/microscopes-biologique/12137-microscope-binoculaire-leica-dm-750.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com